




# Pure C&G AX

Naudotojo vadovas



Made for

 iPhone | iPad | iPod

# Turinys

<b>Sveiki!</b>	<b>4</b>
<hr/>	
<b>Jūsų klausos aparatai</b>	<b>5</b>
<hr/>	
Prietaiso tipas	5
Susipažinimas su klausos aparatu	6
Sudedamosios dalys ir pavadinimai	7
Valdikliai	9
Klausos programos	10
Funkcijos	10
<b>Kasdienis naudojimas</b>	<b>11</b>
<hr/>	
Klausos aparatų uždėjimas ir nuėmimas	11
Įjungimas ir išjungimas	16
Budėjimo režimo įjungimas	17
Garsumo nustatymas	18
Klausos programos keitimas	19
Kiti reguliuojami nustatymai (pasirinktinai)	19
Įkrovimas	20
<b>Ypatingos klausymosi sąlygos</b>	<b>23</b>
<hr/>	
Kalbant telefonu	23
Garso transliacija naudojant „iPhone“	23
Garso transliacija naudojant „Android“ telefoną	24
Bluetooth	24

<b>Techninis aptarnavimas ir priežiūra</b>	<b>25</b>
Klausos aparatai	25
Į ausį kišamos dalys	27
Specialistų atliekama techninė priežiūra	29
<b>Svarbi informacija apie saugą</b>	<b>30</b>
<b>Tolesnė informacija</b>	<b>33</b>
Priedai	33
Eksploatavimo, transportavimo ir laikymo sąlygos	33
Informacija apie prietaiso išmetimą	35
Šio dokumento simboliai	35
Klausos aparato trikčių diagnostika	36
Su šalimi susijusi informacija	37
Techninė priežiūra ir garantija	39

# Sveiki!

Dėkojame, kad pasirinkote mūsų klausos aparatus savo kasdieniam gyvenimui palengvinti. Kaip ir įsigijus bet kokią kitą naują dalyką, prireiks šiek tiek laiko, kol su jais susipažinsite.

Naudodamiesi šiuo vadovu bei padedant jūsų klausos priežiūros specialistui suprasite, kokių privalumų gali suteikti klausos aparatai ir kaip jie gali pagerinti gyvenimo kokybę.

Kad iš savo klausos aparatų gautumėte daugiausia naudos, rekomenduojama, kad nešiotumėte juos kasdien, visą dieną. Tai padės prie jų įprasti.



Prietaisas gali atrodyti ne visai taip, kaip pavaizduota šių instrukcijų pavyzdinėse iliustracijose. Pasilieiname teisę atlikti bet kokius mūsų manymu būtinus pakeitimus.



## **PERSPĖJIMAS**

Svarbu atidžiai ir iki galo perskaityti šį naudotojo vadovą bei saugos instrukciją. Kad išvengtumėte sužalojimų ir nesugadintumėte prietaisų, vadovaukitės saugos informacija.



Prieš pirmą kartą naudodami savo klausos aparatus, juos visiškai įkraukite. Vadovaukitės įkroviklio naudotojo vadove pateiktais nurodymais.

# Jūsų klausos aparatai

**i**

Šiame naudotojo vadove aprašytos pasirenkamos funkcijos, kurios gali būti jūsų klausos aparate (arba jų gali nebūti).

Paprašykite savo klausos priežiūros specialisto nurodyti jūsų klausos aparato turimas funkcijas.

## Prietaiso tipas

Jūsų klausos aparatai yra su įlandiniu garsiakalbiu (RIC). Imtuvas yra įdedamas į ausies kanalą ir sujungiamas su prietaisu imtuvo laidu. Aparatai nėra skirti vaikams iki 3 metų amžiaus ar asmenims, kurių išsivystymo amžius yra mažesnis nei 3 metai.

Į jūsų klausos aparatą įmontuotas neišimamas įkraunamas ličio jonų maitinimo elementas. Dėl to prietaisą paprasta krauti naudojant Pure Charger arba pasirinktinį Pure Portable Charger ar Pure Dry&Clean Charger.

Belaidžio ryšio funkcija leidžia naudoti pažangias audiologinės funkcijas ir sinchronizuoti du klausos aparatus.

Jūsų klausos aparatuose veikia Bluetooth® Low Energy\* technologija, leidžianti keistis duomenimis naudojant išmanųjį telefoną ir sklandžiai transliuoti garsą naudojant iPhone\*\* ir kai kuriems „Android“ išmaniesiems telefonams, kuriuose palaikoma technologija „Audio Streaming for Hearing Aids“ (ASHA).

## Susipažinimas su klausos aparatu

Rekomenduojame susipažinti su savo naujuoju klausos aparatu. Laikydami aparatą rankose bandykite naudoti valdiklius ir atkreipkite dėmesį, kurioje aparato vietoje jie yra. Dėl to, kai nešiosite klausos aparatą, valdiklius galėsite apčiuopti ir paspausti lengviau.


**i**

Jeigu įsidėjus klausos aparatą sudėtinga spaudinėti valdiklius, galite pasiteirauti savo klausos specialisto, ar aparatą galima valdyti nuotolinio valdymo pulteliu arba išmaniojo telefono programėle.

\* Žodinis prekės ženklas Bluetooth ir logotipai priklauso „Bluetooth SIG, Inc.“, ir bet koks tokių teisėto gamintojo ženklų naudojimas galimas tik pagal licenciją. Kiti prekių ženklai ir pavadinimai priklauso atitinkamiems savininkams.




\*\* „iPad“, „iPhone“ ir „iPod“ yra „Apple Inc.“ prekių ženklai, registruoti JAV ir kitose šalyse.

## Sudedamosios dalys ir pavadinimai




- 
- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1 Į ausį kišama dalis | 5 Klavišinis jungiklis (valdymas, įjungimo / išjungimo jungiklis)                             |
| 2 Imtuvas             |   |
| 3 Imtuvo kabelis      | 6 Pusės indikatorius (raudonas = dešinioji ausis, mėlynas = kairioji ausis) ir imtuvo jungtis |
| 4 Mikrofono angos     |   |
|                       | 7 Krovimo kontaktai   |
-

Galite naudoti toliau išvardytas standartines į ausį kišamas dalis.

<b>Standartinės į ausį kišamos dalys</b>	<b>Dydis</b>
<input type="radio"/>  Sleeve 3.0, Vented, Closed, Power	
<input type="radio"/>  Eartip 3.0 Open	
<input type="radio"/>  Eartip 3.0 Tulip	

Standartinės į ausį kišamas dalis galite lengvai pakeisti. Daugiau informacijos žr. skyriuje „Techninė priežiūra ir aptarnavimas“.

#### **Pagal užsakymą pagamintos į ausį kišamos dalys**

- |  |  |
|--|--|
| <input type="radio"/>  Ausies įdėklas 3,0 |  |
|--|--|



## Valdikliai

Naudodami klavišinį jungiklį galite, pvz., perjungti klausyimosi programas. Klausos specialistas užprogramavo klavišiniam jungikliui jūsų pageidautas funkcijas.

<b>Klavišinio jungiklio funkcijos</b>	<b>L</b>	<b>R</b>
<b>Paspauskite trumpai:</b>		
Programa aukštyn / žemyn	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Garsumo didinimas / mažinimas	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ūžesio terapijos signalo lygio didinimas / mažinimas	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
TV transliacija įjungta / išjungta	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Laikykite nuspaudę apie 2 sekundes:</b>		
Programa aukštyn / žemyn	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Garsumo didinimas / mažinimas	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ūžesio terapijos signalo lygio didinimas / mažinimas	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
TV transliacija įjungta / išjungta	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Laikykite paspaudę ilgiau nei 3 sekundes:</b>		
Įjungimas / išjungimas	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

L = į kairę, R = į dešinę

**i**

Taip pat galite naudoti nuotolinio valdymo pultelį klausos programoms keisti ir klausos aparatų garsumui reguliuoti. Naudodamiesi mūsų išmaniojo telefono programėle turėsite dar daugiau valdymo galimybių.

## Klausos programos

---

1

---

2

---

3

---

4

---

5

---

6

---

Daugiau skaitykite skyriuje „Klausos programos keitimas“.

## Funkcijos

- Ūžesio terapijos funkcija** sukuria garsą, kad ūžesys jūsų nebevargintų.

## Kasdienis naudojimas

Kad klausos aparatais būtų patogų ir paprastą naudotis, jie turi integruotą valdymo elementą. Be to, siūlome „Android“ ir „iPhone“ programėlę, kuri leidžia dar lengviau valdyti įrenginius. Norėdami atsisiųsti ir įdiegti išmaniojo telefono programėlę, kreipkitės į savo klausos priežiūros specialistą.

### Klausos aparatų uždėjimas ir nuėmimas

Jūsų klausos aparatai yra sureguliuoti kairiajai ir dešiniajai ausims. Spalvotomis žymėmis nurodytos pusės:

- raudona žymė = dešinioji ausis,
- mėlyna žymė = kairioji ausis.




Klausos aparato įdėjimas:


- ▶ Naudodami Sleeves pasirūpinkite, kad Sleeve sulenkimas sutaptų su imtuvo laido sulenkimu.

Žr. iliustracijas kitame puslapyje.


Teisingai:



Neteisingai:



- ▶ Laikykite imtuvo laidą už linkio arčiau į ausį kišamos dalies.
- ▶ Į ausį kišamą dalį atsargiai įstumkite į ausies kanalą ❶.
- ▶ Švelniai pasukite, kol ji bus įdėta tinkamai.  
Išsižiokite ir susičiaupkite, kad ausies kanale nesusikauptų oro.
- ▶ Kilstelėkite klausos aparatą ir slinkdami nuimkite jį nuo ausies viršutinės dalies ❷.





## PERSPĒJIMAS

Pavojus susižeisti!

- ▶ Imtuvo laidā visada naudokite su ausies antgaliu.
- ▶ Įsitinkinkite, kad į ausį kišama dalis yra gerai pritvirtinta.



## PERSPĒJIMAS

Pavojus susižeisti!

- ▶ Ausies antgalį kiškite į ausį atsargiai, ne per giliai.



- Gali būti patogiau **dešinijį** klausos aparatą dėti **dešiniąja** ranka, o **kairijį – kairiąja**.
- Jei dedant į ausį įkišamą dalį kyla sunkumų, kita ranka švelniai patempkite ausies spenelį žemyn. Ausies kanalas taps atviresnis ir įdėti į ausį įkišamą dalį bus lengviau.

Papildomas fiksatorius naudojamas į ausį įkišamai daliai ausyje įtvirtinti. Kaip pritvirtinti pasirinktinę prilaikymo juostelę:

- ▶ Sulygiuokite prilaikymo juostelę su plokščiuoju imtuvo galu.



- ▶ Tada spauskite prilaikymo juostelę link imtuvo, kol ji spragtelės ir užsifiksuos.




Norėdami nustatyti fiksatoriaus padėtį, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

- ▶ Sulenkite fiksatorių ir atsargiai įstatykite jį į ausies įdubos dugną (žr. paveikslėlyje).



Klausos aparato išėmimas:

- ▶ Kilstelėkite klausos aparatą ir slinkdami nuimkite jį nuo ausies viršutinės dalies ①.
- ▶ Jeigu naudojate klausos aparatą su pritaikytu įdėklu arba forma, jį arba ją išimkite traukdami link pakaušio už mažo išimti skirto laidelio.
- ▶ Naudodami bet kokias kitas į ausį kišamas dalis: Ausies kanale esantį imtuvą suimkite dviem pirštais ir atsargiai ištraukite ②.  
Netraukite imtuvo laido.





## PERSPĒJIMAS

Pavojus susižeisti!

- ▶ Labai retais atvejais išimant klausos aparātā ausies antgalis gali likti ausyje. Taip nutikus kreipkitės į medicinos specialistą, kad jis ištrauktų ausies antgalį.

Panaudotus klausos aparatus nuvalykite ir išdžiovinkite. Daugiau informacijos žr. skyriuje „Techninis aptarnavimas ir priežiūra“.

## Ijungimas ir išjungimas

Klausos aparatus įjungti ir išjungti galite toliau nurodytais būdais.

Įkrovikliu:

- ▶ Įjungimas: Išimkite aparatus iš įkroviklio.

Jūsų klausos aparatuose leidžiama paleidimo melodija. Nustatomas **numatytasis** garsumas ir klausos programa.

- ▶ Išjungimas: Klausos aparatus įdėkite į įkroviklį.

Atminkite, kad įkroviklis turi būti prijungtas prie maitinimo šaltinio. Daugiau informacijos rasite įkroviklio naudotojo vadove.



Naudojant klavišinį jungiklį:

- ▶ Įjungimas: Nuspaudę laikykite klavišinio jungiklio apatinę dalį, kol pradės groti paleidimo melodija. Kol melodija groja, atleiskite klavišinį jungiklį.



Nustatomas **numatytasis** garsumas ir klausos programa.

- ▶ Išjungimas: Paspauskite ir kelias sekundes palaikykite viršutinę arba apatinę klavišinio jungiklio dalį. Pradės groti išjungimo melodija.



## Budėjimo režimo įjungimas

Nuotolinio valdymo pultu ar išmaniojo telefono programėle savo klausos aparatus galite perjungti į budėjimo režimą. Taip klausos aparatai nutildomi. Išėjus iš budėjimo režimo, nustatomas **anksčiau** naudotas garsumas ir klausos programa.

Pastaba.

- Veikiant budėjimo režimui, klausos aparatai **nėra** visiškai išjungti. Jis vartoja šiek tiek energijos.

Todėl budėjimo režimą rekomenduojame naudoti tik trumpai.

- Jei norite išeiti iš budėjimo režimo, bet nuotolinio valdymo pulto ar programėlės naudoti negalite: klausos aparatus išjunkite ir vėl įjunkite (klavišiniu jungikliu arba trumpam įdėdami į įkroviklį, kol pradės šviesti vienas ar keli oranžiniai LED diodai). Tokiu atveju nustatomas **numatytasis** garsumas ir klausos programa.

## Garsumo nustatymas

Klausos aparatai automatiškai nustato garsumą pagal klausymosi sąlygas.

- ▶ Jei norite reguliuoti garsą patys, paspauskite viršutinę klavišinio jungiklio dalį, kad pagarsintumėte, arba apatinę, kad patylintumėte.

Apie klavišinio jungiklio nustatymą žr. skyriuje „Valdikliai“.

Galima pasirinkti, kad keičiant garsumą būtų girdimas signalas. Pasiekus didžiausią arba mažiausią garsumą, girdėsite pasirenkamo tono signalą.

## **Klausos programos keitimas**

Priklausomai nuo klausymosi sąlygų, jūsų klausos aparatai automatiškai sureguliuoja garsą.

Jūsų klausos aparatuose taip pat gali būti kelios klausos programos, kuriomis, prireikus, galite keisti garsą. Galima pasirinkti, kad keičiant programą būtų girdimas signalas.

- ▶ Jei norite pakeisti klausos programą, trumpai paspauskite klavišinį jungiklį.

Apie klavišinio jungiklio nustatymą žr. skyriuje „Valdikliai“. Klausos programų sąrašą žr. skyriuje „Klausos programos“.

Taikomas numatytasis garsumas.

## **Kiti reguliuojami nustatymai (pasirinktinai)**

Taip pat galite naudoti klausos aparato valdiklius kitoms ypatybėms keisti, pavyzdžiui, užesio terapijos signalo lygiui reguliuoti.

Apie savo valdiklių nustatymus žr. skyriuje „Valdikliai“.

## Įkrovimas

Galite rinktis iš trijų įkroviklių:



---

① Pure Charger

③ Pure Dry&Clean Charger

② Pure Portable Charger

---

- ▶ Savo klausos aparatus įdėkite į įkroviklį.
- ▶ Vadovaukitės įkroviklio naudotojo vadove pateiktais nurodymais. Įkroviklio naudotojo vadove taip pat galite rasti naudingų krovimo patarimų.

### Pranešimas apie mažą energijos kiekį

Girdėsite įspėjamąjį signalą, nurodantį, kad maitinimo elementas baigia išsieikvoti. Signalas bus kartojamas kas 20 minučių. Atsižvelgiant į klausos

aparatus naudojimà, jiems įkrauti turite maždaug 1,5 val. – po to aparatai nustos veikti.

Turėkite omenyje, kad maitinimo elementas veikia trumpiau, jei vienu metu naudojama daug funkcijų.

### **Krovimo patarimai**

Jums gali kilti klausimų, kaip geriausia krauti klausos aparatus. Perskaitykite toliau pateiktus klausimus ir atsakymus. Jei turite daugiau klausimų, jums padės klausos priežiūros specialistas.

#### **Kaip dažnai reikia krauti klausos aparatus?**

Rekomenduojame klausos aparatus krauti kasdien, net jei maitinimo elementas nėra išsikrovęs. Juos kraukite per naktį – tada tikrai dieną pradėsite su visiškai įkrautais klausos aparatais.

#### **Kiek laiko trunka krovimas?**

Visiško įkrovimo ciklas trunka maždaug 4 val. (+/- 10 min.).

Po 30 minučių klausos aparatus galima naudoti iki 6 val.

Krovimo trukmė gali skirtis dėl klausos aparatų naudojimo ir maitinimo elemento amžiaus.



## **Kas nutinka, jei pamirštama įkrauti?**

Kai išsikrauna maitinimo elementas, klausos aparatai automatiškai išsijungia. Kuo greičiau klausos aparatus įkraukite.

Daugiau nei 6 mėnesius nekrauti klausos aparatai gali sugesti dėl nepataisomo per didelio maitinimo elemento iškrovimo. Per daug išsikrovusių maitinimo elementų krauti nebegalima ir juos reikia pakeisti.

# Ypatingos klausymosi sąlygos

## Kalbant telefonu

Kalbėdami telefonu laikykite telefono ragelį šiek tiek virš ausies. Klausos aparatas ir telefono ragelis turi būti vienodame aukštyje. Ragelį šiek tiek pasukite, kad ausis nebūtų visiškai uždengta.



## Kalbėjimo telefonu programa

Gali būti, kad kalbėdami telefonu norėsite kitokio garsumo lygio. Paprašykite savo klausos priežiūros specialisto, kad sukonfigūruotų kalbėjimo telefonu programą.

- Kas kartą kalbėdami telefonu įsijunkite kalbėjimo telefonu programą.

Skyriuje „Klausos programos“ nurodyta, ar jūsų klausos aparatui sukonfigūruota kalbėjimo telefonu programa.

## Garso transliacija naudojant „iPhone“

Jūsų klausos aparatai yra Made for iPhone klausos aparatai. Tai reiškia, kad naudodami klausos aparatus galite atsiliepti į skambučius ir klausytis muzikos iš „iPhone“.

Norėdami daugiau informacijos apie su iOS suderinamus įrenginius, susiejimą, garso transliavimą ir kitas naudingas funkcijas kreipkitės į savo klausos priežiūros specialistą.

## **Garso transliacija naudojant „Android“ telefoną**

Jei jūsų mobilusis telefonas palaiko Audio Streaming for Hearing Aids (ASHA), naudodami klausos aparatus galite atsiliepti į skambučius ir klausytis muzikos iš savo mobiliojo telefono.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie su „Android“ suderinamus įrenginius, susiejimą, garso transliavimą ir kitas naudingas funkcijas, kreipkitės į savo klausos priežiūros specialistą.

## **Bluetooth**

Jūsų klausos instrumentas turi Bluetooth belaidę technologiją, kad būtų galima įjungti srautinį garso perdavimą iš mobiliųjų telefonų ar kitų suderinamų įrenginių.

Lėktuve Bluetooth funkcionalumas gali būti apribotas, ypač kilimo ir tūpimo metu. Tokiu atveju galite išjungti klausos prietaiso Bluetooth belaidę technologiją naudodami išmaniojo telefono programėlę.



# Techninis aptarnavimas ir priežiūra

Siekiant išvengti žalos, svarbu klausos aparatus prižiūrėti ir laikytis kelių pagrindinių taisyklių, kurios greitai taps jūsų kasdienės rutinos dalimi.

## Klausos aparatai

### Valymas

Klausos aparatai yra padengti apsaugine danga. Vis dėlto, jei nevalysite reguliariai, galite sugadinti klausos aparatus arba susižaloti.

- ▶ Klausos aparatus valykite kasdien, švelniu ir sausu audiniu.
- ▶ Niekada neplaukite po tekančiu vandeniu ir nemerkite prietaisų į vandenį.
- ▶ Valydami niekada nespauskite.
- ▶ Nenaudokite alkoholio pagrindo skiediklio įkrovimo kontaktams.
- ▶ Kad išvengtumėte korozijos naudokite minkštą ir sausą servetėlę prakaitui ar skysčiui nušluostyti nuo įkrovimo kontaktų arba klausos aparatų prieš įstatydami juos į įkroviklį.
- ▶ Kreipkitės į savo klausos priežiūros specialistą dėl rekomenduojamų valymo produktų, specialiųjų priežiūros rinkinių ir išsamesnės informacijos, kaip išlaikyti klausos aparatus tinkamos būklės.



## Džiovinimas

Savo klausos aparatams džiovinti galite naudoti įprastus produktus. Dėl rekomenduojamų džiovinimo produktų ir asmeninių nurodymų, kada džiovinti klausos aparatus, kreipkitės į savo klausos priežiūros specialistą.

## Laikymas

- Trumpalaikis laikymas (iki kelių dienų). Klausos aparatus išjunkite klavišiniu jungikliu arba įdėkite juos į įkroviklį, į kurį tiekama elektros energija.

Įkroviklis turi būti prijungtas prie maitinimo šaltinio.

Jei įkroviklis prie maitinimo šaltinio neprijungtas ir į jį įdedate klausos aparatus, jie **neišjungiami**.

Atkreipkite dėmesį, kad kai klausos aparatus išjungiame nuotolinio valdymo pultu ar išmaniojo telefono programėle, klausos aparatai nėra **visiškai** išjungiami. Jie veikia budėjimo režimu ir vis dar vartoja šiek tiek energijos.

- Ilgalaikis laikymas (savaites, mėnesius ir t. t.). Pirmiausia savo klausos aparatus visiškai įkraukite. Prieš palikdami nenaudojamą, išjunkite jį klavišiniu jungikliu. Klausos aparatus laikant nenaudojamus, rekomenduojame naudoti džiovinimo produktus.

Kas 6 mėnesius klausos aparatus reikia įkrauti, kad nepataisomai per daug neišsikrautų maitinimo elementas. Per daug išsikrovusių maitinimo elementų krauti nebegalima ir juos reikia pakeisti. Krauti rekomenduojame dažniau nei kas 6 mėnesius.

Laikykitės laikymo sąlygų, nurodytų skyriuje „Naudojimo, transportavimo ir laikymo sąlygos“.

## Į ausį kišamos dalys


### Valymas

Ant į ausį kišamų dalių gali susikaupti ausų sieros. Dėl to gali suprastėti garso kokybė. Į ausį kišamas dalis valykite kasdien.

Naudodami bet kokio tipo į ausį kišamas dalis:

- ▶ Išėmę į ausį kišamas dalis, nedelsdami nuvalykite jas minkštu ir sausu audiniu.


Taip ausų sierra neprisidžius.




### Keitimas

Standartines į ausį kišamas dalis keiskite maždaug kas tris mėnesius. Jei pastebėsite įtrūkimų ar kitų pokyčių, pakeiskite anksčiau. Standartinių į ausį kišamų dalių keitimo procedūra priklauso nuo į ausį kišamos dalies tipo. Skyriuje „Sudedamosios dalys ir pavadinimai“ jūs klausos specialistas pažymėjo jūsų naudojamą į ausį kišamos dalies tipą.

- ▶ Norėdami nuimti seną į ausį kišamą antgalį arba Sleeve, vadovaukitės toliau pateikiama iliustracija. Saugokitės, kad netrauktumėte imtuvo laido.



- ▶ Pasirūpinkite, kad naujas į ausį kišamas antgalis arba Sleeve visiškai padengtų imtuvo fiksuojamuosius žiedus.
- ▶ Patikrinkite, ar naujas į ausį kišamas antgalis arba Sleeve tvirtai užsifiksavo.



## **Specialistų atliekama techninė priežiūra**

Jūsų klausos specialistas gali kruopščiai ir profesionaliai išvalyti jūsų klausos aparatą ir atlikti techninę priežiūrą.

Pagal užsakymą pagamintas į ausį kišamas dalis ir ausų sieros filtrus prareikus turi keisti jūsų klausos specialistas.

Pasiteiraukite savo klausos specialisto, kokios būtų rekomendacijos jums dėl techninės priežiūros intervalų ir pagalbos.

## Svarbi informacija apie saugą



### **ĮSPĖJIMAS**

Į jūsų prietaisą įmontuotas neišimamas įkraunamas ličio jonų maitinimo elementas. Netinkamai naudojant prietaisą, įkraunamas ličio jonų maitinimo elementas gali sprogti.

Sužeidimo, gaisro arba sproginimo pavojus!

- ▶ Laikykitės šiame skyriuje pateiktų įkraunamų ličio jonų maitinimo elementų saugos nurodymų.



### **ĮSPĖJIMAS**

Elektros smūgio pavojus!

- ▶ Prijunkite įkroviklį naudodami tik USB maitinimo šaltinį, atitinkantį IEC 60950-1 ir (arba) IEC 62368-1 reikalavimus.



## ĮSPĖJIMAS

- ▶ Laikykitės naudojimo sąlygų.
- ▶ Būkite itin atidūs ir prietaisą saugokite nuo didelio karščio (pvz., ugnies, mikrobangų krosnelės, indukcinės krosnelės ir kitų didelės indukcijos laukų) bei saulės šviesos.
- ▶ Klausos aparatus kraukite tik patvirtintu įkrovikliu. Jei reikia pagalbos, kreipkitės į klausos priežiūros specialistą.
- ▶ Prietaiso neardykite.
- ▶ Prietaiso nenaudokite sprogioje aplinkoje.
- ▶ Nenaudokite deformuotų ar aiškiai pažeistų prietaisų.
- ▶ Nenaudokite prietaiso, jei jo veikimas po krovimo labai suprastėja. Grąžinkite prietaisą savo klausos priežiūros specialistui.
- ▶ Neišmeskite prietaiso į ugnį arba vandenį.



## ĮSPĖJIMAS

- ▶ Keitimo ir remonto darbus turi atlikti specialistas. Todėl:
- ▶ Neremontuokite ir nekeiskite įkraunamo ličio jonų maitinimo elemento patys.
- ▶ Jei mažai tikėtiniu atveju įkraunamas ličio jonų maitinimo elementas sprogtų, visas degias medžiagas laikykite atokiau.

Visais pirmiau paminėtais atvejais grąžinkite prietaisą klausos priežiūros specialistui.

Norėdami gauti daugiau informacijos saugos klausimais, žr. kartu su prietaisu pridedamą saugos instrukciją.



# Tolesnė informacija

## Priedai

Galite naudoti programėlę smartphone app, su kuria galite savo klausos aparatus patogiai valdyti nuotoliniu būdu. Naudodami programėlę taip pat galite išjungti signalinius tonus, kurti asmeninius garso profilius ir atlikti daugelį kitų funkcijų.

Taip pat galite naudoti nuotolinio valdymo pultelį.

Jei reikia daugiau informacijos, kreipkitės į klausos priežiūros specialistą.

## Eksplotavimo, transportavimo ir laikymo sąlygos

Klausos aparatai veikia toliau nurodytomis aplinkos sąlygomis (taip pat galioja tarp naudojimo ciklą).

<b>Eksplotavimo sąlygos</b>	<b>Iškrovimas</b>	<b>Įkrovimas</b>
Temperatūra	0–50 °C (32–122 °F)	10–35 °C (50–95 °F)
Santykinis drėgnis	5–93 %	5–93 %
Atmosferos slėgis	700–1060 hPa	700–1060 hPa

Jeigu transportavimas ir laikymas trunka ilgai, atsižvelkite į toliau nurodytas sąlygas.

	<b>Laikymas</b>	<b>Transportavimas</b>
Temperatūra (rekomenduojama)	10–25 °C (50–77 °F)	–20–60 °C (–4–140 °F)
Temperatūra (didžiausias diapazonas)	10–40 °C (50–104 °F)	–20–60 °C (–4–140 °F)
Santykinis drėgnis (rekomenduojama)	20–80 %	5–90 %
Santykinis drėgnis (didžiausias diapazonas)	10–80 %	5–90 %
Atmosferos slėgis	700–1060 hPa	700–1060 hPa

Atminkite, kad klausos aparatus reikia įkrauti bent kas 6 mėnesius. Klausos aparatus rekomenduojame įkrauti kas 3 mėnesius. Daugiau informacijos rasite skyriuje „Techninis aptarnavimas ir priežiūra“.

Kitoms dalims, pvz., įkrovikliui, gali būti taikomos kitokios sąlygos.



### **ĮSPĖJIMAS**

Pervežant atsiranda sužeidimo, gaisro arba sprogo pavojaus.

- ▶ Ličio baterijas ir klausos aparatus pervežkite laikydamiesi vietinių nuostatų.

## Informacija apie prietaiso išmetimą

- ▶ Kad neterštumėte aplinkos, neišmeskite maitinimo elementų ar prietaisų kartu su buitineis šiukšlėmis.
- ▶ Pakuotes, maitinimo elementus ir prietaisus perdirbkite arba išmeskite laikydamiesi vietinių nuostatų.

## Šio dokumento simboliai



Nurodoma situacija, dėl kurios gali įvykti sunkių, vidutinio sunkumo arba nedidelių sužalojimų.



Įspėjama apie galimą nuosavybės žalą.



Informacija ir patarimai, kaip tinkamai naudoti prietaisą.

---

Made for



iPhone | iPad | iPod

„Made for iPhone“, „Made for iPad“ ir „Made for iPod“ reiškia, kad elektroninis priedas sukurtas naudoti jungiant būtent prie iPhone, iPad arba iPod atitinkamai ir kad gamintojas patvirtino, jog priedas atitinka Apple veikimo standartus. Apple neatsako už šio prietaiso veikimą ir už saugos bei norminių standartų atitikimą. Atkreipiame dėmesį, kad šio priedo naudojimas su iPhone, iPad ar iPod gali pabloginti belaidžio ryšio veikimą.

## Klausos aparato trikčių diagnostika

### Problema ir galimi sprendimai

---

Silpnas garsas.

---

- Pagarsinkite.
  - Įkraukite klausos aparatą.
  - Nuvalykite arba pakeiskite į ausį kišamą dalį.
- 

Klausos aparatas skleidžia švilpimo garsus.

---

- Įdėkite į ausį kišamą dalį iš naujo, kol ji tinkamai prisitaikys.
  - Pritildykite.
  - Nuvalykite arba pakeiskite į ausį kišamą dalį.
- 

Garsas iškraipomas.

---

- Pritildykite.
  - Įkraukite klausos aparatą.
  - Nuvalykite arba pakeiskite į ausį kišamą dalį.
- 

Klausos aparatas skleidžia signalinius tonus.

---

- Įkraukite klausos aparatą.
- 

Klausos aparatas neveikia.

---

- Įjunkite klausos aparatą.
  - Įkraukite klausos aparatą. Taip pat stebėkite įkroviklio būsenos LED diodus.
- 

Jei kyla kitų problemų, kreipkitės į savo klausos priežiūros specialistą.

## **Su šalimi susijusi informacija**

### **JAV ir Kanada**

Sertifikavimo informacija, skirta klausos aparatams su belaidžio ryšio funkcijomis:

Pure C&G AX

- HVIN: RFM003
- Yra FCC ID: 2AXDT-RFM003
- Sudėtyje yra IC: 26428-RFM003



## Techninė priežiūra ir garantija

**Serijos numeriai**

**Aparatas**

**Imtuvas**

Kairė:

Dešinė:

### Techninės priežiūros datos

1:

4:

2:

5:

3:

6:

### Garantija

[sigijimo data:

Garantinis laikotarpis mėnesiais:

**Jūsų klausos specialistas**

 **Teisētas gamintojas**

WSAUD A/S

Nymoellevej 6

3540 Lyngø

Dānija

Document No. 04562-99T01-8X00 LT

Order/Item No. 210 034 98

Master Rev01, 01.2021

© 02.2021, WSAUD A/S. All rights reserved

  
0123

**[www.signia.net](http://www.signia.net)**